

Penny Talks – talande etikettläsare

Användartips Syn 55024



Organisera din vardag med ljudetiketter

Penny Talks, art nr 55024, med taktila blå etiketter samt tvättbara etiketter.

Penny Talks, art nr 55025, med ljusgrå färgbara etiketter samt tvättbara etiketter

Det finns påfyllnadskit för såväl blå taktila etiketter som grå färgbara etiketter.

OBSERVERA

Finns även påfyllnadskit SPECIAL med "låsta" grå, taktila etiketter. Dessa meddelanden kan endast raderas med hjälp av en dator.

Dessa är lämpliga för situationer när en brukare inte ska kunna radera ett meddelande av misstag eller för audioguider där du vill skydda ljudfilerna i pennan från radering.

Du kan spela in meddelande direkt från pennan eller kopiera ljudfiler från datorn och lägga på minneskortet. Då måste ljudfilen döpas med etikettens ID-nummer i början av filen.

Penny Talks är en etikettläsningsspenna

Genom åren har vi samlat erfarenheter och tips på användningsområden för Penny Talks. Ju fler som använt den – ju fler nya tips har vi fått! Här presenterar vi några av dem som förhoppningsvis ska inspirera dig till ytterligare användningsområden. Läs mer på www.irishjalpmedel.se och se filmen. Manual finns i svartskrift, för utskrift i punktskrift samt på Daisy.

Användartips!

- **Märk din omgivning**

- Kryddburkar
- Innehåll i kökslådor och skåp
- Burkar med ex etikett nr 1: "Havregryn". Etikett nr 2: "Havregrynsgröt, häll 1 dl havregryn, 2 dl vatten och 1 krm salt i en tallrik. Mikra i 2 minuter"
- CD-fodral
- Disk- och tvättmaskin med gradantal och tvättprogram
- Mat i kylskåp eller frys
- Laddare (vilken laddare hör till vad)
- Märk kläder med tvättinstruktion och ev. färg (tvättbara etiketter medföljer)

- **Talande schema**

- Vardagsrutiner
- Arbetsuppgifter
- Skolschema



- **Presentera dig själv**

- Spela in en kort presentation av dig själv som beskriver hur du vill bli bemött när rösten inte bär.
- ”- Jag har afasi och förstår allt du säger...”
- ”- Jag vill ha kaffe med mjölk och två sockerbitar”

- **Talade instruktioner**

Förstärk bilder, foton eller symboler med tal:

- **I hemmet;** städinstruktioner

- **I skolan;** läs in mattetalen, ge enkla stegvisa instruktioner i tex svenska och engelska, träna glosor och uttal, fäst etikett på skolböckerna och läs in aktuell läxa, "kontakt-ljudbok" mellan skolan och hemmet, träna in fågelljud

- **På arbetsplatsen;** gör enkla arbetsinstruktioner eller märk upp postfack, beskrivning av rum, färdbeskrivningar

- **Audioguide**

- Märk upp en visningsmiljö där besökaren själv kan lyssna på förinspelad information

- **Översättningar**

- Kortare översättningar till andra språk

- **Minnesstöd i din kalender**

- Förbered dina frågor inför läkarbesök, samtal med Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen och inför andra viktiga möten.

- Läs in resvägen, tex bussnummer, tunnelbana och tider.



- **Tipspromenad**

- Anpassa tipspromenaden med en etikett där du läst in fråga och svarsalternativ.

- **Träna motorik**

- Pricka rätt etikett! Lägg in favorit musiksnuttar och låt

en person välja vilken etikett som ska spelas upp

- **Skattjakt**

- Låt barnen leta efter etiketter med ledtrådar som hjälper dem att hitta skatten

**Bra för alla –
nödvändiga
för en del**



Har du ännu fler användningsområden som du vill dela med dig av? Maila oss gärna på info@irishjalpmedel.se.

www.irishjalpmedel.se

Iris Hjälpmedel AB
Växel Tel: 08 – 39 94 00