

Milestone 312 – Agenda


Ställa påminnelser

Knappbeskrivning



Väcka/Slå på Milestone 312


Tryck på **Spela upp** minst en halv sekund. Du hör en ljudsignal.



Funktionsväljaren


Med ett kort tryck på **Väljaren** kan du stega mellan spelarens olika lägen.

- Audio (Fickminne)
- Agenda
- Alarm



Grundinställningar

1. Håll ner **Funk** 1,5 sekunder - spelaren talar om var du befinner dig, t.ex. "Agenda"
2. Tryck två gånger på **Framåt**, spelaren säger nu "grundinställningar".
3. Tryck på **Funk** för att stega dig fram i grundinställningar
 - Klocka - Ställ timme
 - Klocka - Ställ minut
 - Datum - ställ dag
 - Datum - ställ månad
 - Datum - ställ år
 - Lëshastighet/Ledtext
 - Mjukvara
 - Serienummer
4. Tryck **Framåt** eller **Bakåt** för att stega i de olika inställningarna



Ställa in exempelvis tid:

1. Håll nere **Funk** (ca 1,5 sek)
2. Tryck **Framåt** tills du hör **Grundinställningar**.
3. Tryck **Funk** tills den säger **Klocka - Ställ timme**
4. Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa in aktuell tid
5. Tryck **Funk** igen för att ställa in minut


Tryck **Framåt/Bakåt** för att ställa minuttid.

Ändra volymen

Håll ner **Funk** (1) och tryck **Bakåt** (2) för att minska volymen.


Håll ner **Funk** (1) och tryck **Framåt** (3) för att öka volymen.

Ett pip hörs när du når mini- och maxnivå.



Knapplås på/av

Tryck och håll inne **Funk** (1) och tryck därefter på **Spela in.** (2) och du hör "Knapplås på" eller "Knapplås av".



Enkel översikt för inställning av påminnelser. För utförlig info se manual.

De tre olika valen med **Väljaren**

- Agenda – 312 säger då automatiskt "Dag, Tisdag 15 okt"
- Audio (Fickminne)
- Alarm

Lägga in ett larm/påminnelse

Stega med **Spela in** (framåt) eller **Funk** (bakåt)

Välj med **Bakåt** och **Framåt**.

- Stå i läge Agenda
- Nu läses dagens datum upp, tryck på **framåt** för önskad *dag/datum*
- Stega med **funk** för att välja *månad, år, timme, minut*
- Stega med **funk** för att välja *Aktivitet* t.ex. *Pipljud*
- Stega med **funk** för att välja *Repetition* t.ex. *Unik*
- Stega med **funk** för att välja *Varaktighet*. Standardinställning är *60 min.*
- Stega med **funk** för att välja *Påminnelse, Av* eller *På*.
- Gör ett kort tryck på **Spela upp** för att lyssna. Milestone säger *Förhandsvisa Aktiviteter - Lista efter datum* eller *Lista efter engångsaktiviteter*. Nu kan du lyssna att det blev rätt.
- *Spara Aktivitet* genom att hålla inne **Spela upp** i 1 sek. Milestone säger "Aktivitet inlagd"

Översikt när du bläddrar igenom de olika inställningsmöjligheterna:

- Dag, säger aktuell dag och datum. (Ställ med **bakåt** och **framåt**)
- Månad, säger aktuell månad. (Ställ med **bakåt** och **framåt**)
- År, säger aktuellt år. (Ställ med **bakåt** och **framåt**)
- Timme, säger aktuell tid. (Ställ med **bakåt** och **framåt**)
- Minut, säger aktuell tid. (Ställ med **bakåt** och **framåt**)

- Aktivitet. (Ställ med **bakåt** och **framåt**)
 - pip ljud
 - spela upp röstanteckning
 - röstanteckning utan uppspelning
 - audiouppspelning
 - mikrofonuppspelning (inspelat via extern mikrofon)
- Repetition. (Ställ med **bakåt** och **framåt**)
 - unik
 - dagligen
 - måndag till fredag
 - veckovis
 - månatlig
 - årlig
- Varaktighet – 60 min. (Ställ med **bakåt** och **framåt**)
- Påminnelse av eller på. (**bakåt** av, **framåt** på)
- Lista efter datum. (Lyssna med **bakåt** och **framåt**)
- Lista engångsaktiviteter. (Lyssna med **bakåt** och **framåt**)