



## Lathund Agenda M312




## Innehållsförteckning

<b>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</b> .....	<b>2</b>
<b>REPETITION KNAPPBESKRIVNING</b> .....	<b>3</b>
<i>Bild och knappbeskrivning</i> .....	3
<i>Ovansidan</i> .....	3
<i>Övre kortsidan</i> .....	4
<i>Högra långsidan</i> .....	4
<i>Nederkant</i> .....	4
<b>INLEDNING AGENDA</b> .....	<b>4</b>
<b>VÄLJA AGENDA</b> .....	<b>4</b>
<b>INSTÄLLNINGAR</b> .....	<b>4</b>
<b>LÄGGA IN EN AKTIVITET</b> .....	<b>5</b>
UNIK AKTIVITET MED PIPLJUD.....	5
<i>Förhandsvisa aktivitet</i> .....	6
<i>Spara aktivitet</i> .....	6
VECKOAKTIVITET MED RÖSTANTECKENING.....	6
<i>Förhandsvisa aktivitet</i> .....	6
<i>Spara aktivitet</i> .....	6
ÅRLIG AKTIVITET MED AUDIOUPPSPELNING.....	7
<b>LISTA EFTER DATUM</b> .....	<b>7</b>
<b>LISTA ENGÅNGSAKTIVITETER</b> .....	<b>8</b>
<b>STOPPA PÅMINNELSE</b> .....	<b>8</b>
<b>RADERA AKTIVITET</b> .....	<b>8</b>
<b>RADERA ALLA AKTIVITETER</b> .....	<b>8</b>

## Repetition Knappbeskrivning

### Bild och knappbeskrivning



### Ovansidan

Här har du fem taktila knappar och längst ner ett högtalarraster. Knapparna sitter i tre rader, en knapp på övre raden, tre på mittraden och en knapp på nedre raden.

- Lampa: sitter längst upp till vänster. Under lampan är den inbyggda mikrofonen placerad.
- Översta knappen: heter **Spela in** och du känner en ring.
- Mittraden, där heter knapparna:
  - Vänstra knappen, heter **Bakåt** och du känner en vänsterpil.
  - Mittenknappen, heter **Spela upp** och är slät.
  - Högra knappen, heter **Framåt** och du känner en högerpil.
- Nedre knappen, heter **Funktionsknappen** (här **Funk**) och du känner ett kryss.

### Övre kortsidan

Där har du tre olika funktioner.

- Till vänster har du **Välj**.
- I mitten har du **Mini-USB-uttag**, anslutning för laddare och datorkabel.
- Till höger **linjeingång/extern mick**.

### Högra långsidan

Här har du anslutning för minneskortet.

### Nederkant

Till höger har du anslutning för hörlurar eller externa högtalare.

## Inledning Agenda

Agenda är en effektiv möteskalender för att hjälpa dig organisera ditt dagliga liv. När du väljer egenskapen **Agenda** med **Välj**-knappen öppnar M312 automatiskt dagens datum. Agendan bygger på samma struktur som Böcker och Alarm. Du väljer inställningsalternativ med **Spela in**-knappen uppåt och **Funktions**-knappen neråt. För att göra inställningar inom respektive funktion, använd pilknapparna **Framåt** och **Bakåt**.

## Välja Agenda

1. Tryck på **Välj** tills du hör **Agenda**.
2. Det första du hör är information om dagens datum, veckodag, datum, tid och vecka.
3. Du avslutar **Agenda** genom att trycka **Välj** igen.
4. Behöver du justera datum- och tidsinställningar gör du via menyn och valet **Grundinställningar**.

## Inställningar

Du **Väljer** inställningsalternativ med hjälp av knapparna **Spela in** och **Funk**. Inställningarna gör du sedan med knapparna **Framåt** och **Bakåt**.

För att orientera dig:

1. Tryck **Funk** för att höra vilka val du har:  
Dag, Månad, År, Timme, Minut, Aktivitet, Repetition, Varaktighet,  
Lista efter datum, Lista engångsaktiviteter, Påminnelse på eller av.

## Lägga in en aktivitet

Du kan lägga in engångsaktivitet (unik), dagliga, vecko-, månads- och årsaktiviteter. Du kan också välja mellan på vilket sätt aktiviteten ska annonseras. Där har du valen, Pipljud, Röstanteckning, Röstanteckning utan uppspelning, Audiouppspelning, Radiouppspelning och Mikrofoninspelning.

Här följer nu 3 exempel på hur du lägger in en aktivitet.

### *Unik aktivitet med pip ljud.*

1. Tryck **Välj** tills du hör **Agenda**.
2. Du ska nu lägga in en engångsaktivitet den första april kl 13.10.
3. När du kommit in hör du dagens datum och står på valet **Dag**.
4. Tryck **Framåt eller Bakåt** för att ställa in 1:a. Vilken knapp du ska trycka beror ju på vilket datum det är den dag du lägger in aktiviteten.
5. Tryck **Funk** en gång till **Månad**.
6. Tryck **Framåt eller Bakåt** för att ställa in månad 4 = april.
7. Tryck **Funk** och du kommer till **År**, vilket **du** inte behöver bry dig om i detta fall.
8. Tryck **Funk** till **Timme**.
9. Tryck **Framåt eller Bakåt** tills Milestone säger: **Klockan är 13**.
10. Tryck **Funk** till **Minut**.
11. Tryck **Framåt eller Bakåt** för att ställa in minuterna. Hopp på femminutersintervaller.
12. Tryck **Funk** till **Aktivitet** och första valet är **Pipljud**.
13. Tryck **Funk** till **Repetition** och första valet är **Unik**.
14. Tryck **Funk** till **Varaktighet**. Standardinställning är 60 min. Det betyder att den tiden blir uppbokad för den här aktiviteten.
15. Vill du byta varaktighetstiden trycker du som vanligt **Framåt eller Bakåt** till önskad tid. Hopp på femminutersintervaller.
16. Tryck **Funk** till **Påminnelse**. Där säger Milestone som standard **På**. Du ändrar inte det nu.
17. Nu är du klar med inställningarna.
18. Nu ska du lyssna att det blev rätt.

### **Förhandsvisa aktivitet**

1. Gör en kort tryckning på **Spela upp** för att lyssna på det **du** ställt in.
2. Då berättar Milestone att du lagt in aktivitet första april kl 13.10 med pipjud.

### **Spara aktivitet**

1. Håll inne **Spela upp** ca 1 sekund.
2. Milestone säger: **Aktivitet inlagd**.

### ***Veckoaktivitet med röstanteckning.***

1. Tryck **Välj till Agenda**.
2. Du hör dagens datum och står på valet **Dag**.
3. Tryck **Framåt eller Bakåt** för att ställa in datumet.
4. Tryck **Funk till Månad**.
5. Tryck **Framåt eller Bakåt** till rätt månad.
6. Tryck **Funk till År**, som man oftast inte behöver ändra.
7. Tryck **Funk till Timme**.
8. Tryck **Framåt eller Bakåt** till den timme du vill ställa in.
9. Tryck **Funk till Minut**.
10. Tryck **Framåt eller Bakåt** för att ställa in minuttid.
11. Tryck **Funk till Aktivitet**.
12. Tryck **Framåt till Spela upp röstanteckning**.
13. Tryck och håll inne **Spela in** och börja tala in din anteckning efter det lilla klickljudet. Släpp **Spela in** när du talat klart.
14. Tryck **Funk till Repetition**.
15. Tryck **Framåt till Veckovis**.
16. Nu är **du** klar med alla inställningar för den här aktiviteten.

### **Förhandsvisa aktivitet**

1. Gör en kort tryckning på **Spela upp** för att lyssna på det **du** ställt in.
2. Då berättar Milestone vad du lagt in och din röstanteckning spelas upp.

### **Spara aktivitet**

1. Håll inne **Spela upp** ca 1 sekund.
2. Milestone säger: **Aktivitet inlagd**.

### **Årlig aktivitet med Audiouppspelning.**

Som årlig aktivitet kan du tex lägga in bemärkelsedagar, ledigheter mm.

För att detta ska fungera måste du först lägga in en musikfil på Milestone. Det gör du genom att ansluta Milestone 312 med medföljande kabel, öppna enheten för Milestones **interna minne**, som du på datorn ser som **M312**. Du ska där öppna mappen **Agenda** och undermappen **Playback**. Där klistrar du in din fil.

1. Tryck **Välj till Agenda**.
2. **Du** hör dagens datum och står på valet **Dag**.
3. Tryck **Framåt eller Bakåt** för att ställa in datumet.
4. Tryck **Funk till Månad**.
5. Tryck **Framåt eller Bakåt** till rätt månad.
6. Tryck **Funk till År**, som man oftast inte behöver ändra.
7. Tryck **Funk till Timme**.
8. Tryck **Framåt eller Bakåt** till den timme du vill ställa in.
9. Tryck **Funk till Minut**.
10. Tryck **Framåt eller Bakåt** för att ställa in minuttid.
11. Tryck **Funk till Aktivitet**.
12. Tryck **Framåt till Audiouppspelning**.
13. Tryck **Funk till Repetition**.
14. Tryck **Framåt till Årlig**.
15. Tryck **Funk till Varaktighet**.
16. Tryck **Framåt eller Bakåt** till önskad varaktighet.
17. Förhandslyssna på dina inställningar genom en kort tyckning på **Spela upp**.
18. Spara aktiviteten genom att hålla inne **Spela upp** ca 1 sek.

### **Lista efter datum**

Här kan du gå in och lyssna av alla dina inlagda aktiviteter.

1. Tryck **Välj till Agenda**.
2. Tryck **Funk** eller **Spela in till Lista efter datum**.
3. Tryck **Framåt eller Bakåt** för att lyssna på alla aktiviteter du lagt in.
4. Du hör ett pip när du inte har fler aktiviteter inlagda åt respektive håll.

## Lista engångsaktiviteter

Här hör du bara de aktiviteter som du lagt in som **Unika**.

1. Tryck **Välj till Agenda**.
2. Tryck **Funk** eller **Spela in** till **Lista engångsaktiviteter**.
3. Tryck **Framåt eller Bakåt** för att lyssna på alla unika aktiviteter du lagt in.
4. **Framåt** listar aktiviteter framåt i tiden och **Bakåt** de som ligger bakåt i tid. När du inte har fler aktiviteter inlagda åt respektive håll hörs ett pip ljud.

## Stoppa påminnelse

När du hört påminnelsen och vill stoppa den trycker du bara på **Spela upp**.

## Radera aktivitet.

1. Tryck **Välj till Agenda**.
2. Tryck **Funk** eller **Spela in** till **Lista efter datum**.
3. Tryck **Framåt eller Bakåt** till den aktivitet du vill radera. Du kan radera den under uppspelning eller strax efter uppspelning.
4. Håll inne **Funk** och tryck på **Spela upp**.
5. Raderingen bekräftas med ett ljud som låter som när du knycklar ihop ett papper.

## Radera alla aktiviteter

1. Anslut Milestone till datorn med medföljande kabel.
2. Öppna det interna minnet som du ser som enhet M312.
3. Öppna mappen **Agenda**.
4. Radera hela mappen **Events** som är en undermapp till mappen **Agenda**.

För mer information om hur du hanterar din Milestone 312 hänvisar vi till manualen.

Lycka till med användandet av din Agenda i Milestone 312.

Iris Hjälpmedel AB  
S-122 88 Enskede, Besök: Sandsborgsvägen 52  
Telefon: 08-39 94 00  
[www.iris.se/internetbutik](http://www.iris.se/internetbutik)