

Svensktalande hushållsvåg – Speechmaster



Bruksanvisning

Slå på vågen genom att skjuta strömbrytaren bakåt. Reglaget är placerat på vågens sida. Efter ca 3 sekunder säger vågen "NOLL" och är då redo att användas.

Volymen justeras genom att hålla nere knappen ON/RESET på vågens framsida. Vågen säger då "NOLL" och efter en kort stund upprepas ordet med varierande volymstyrka. Släpp knappen när du nått önskad volymnivå.

Om vågen nollställs och vikten därefter minskas till en lägre vikt, kommer vågen automatiskt att nollställas vid den nya nivån och då säga "NOLL". Till exempel sker detta om man nollställer vågen med skålen på plats och sedan tar bort skålen.

Om du ökar mängden långsamt hörs ett högt tonande "blip" för vart 5 gram mängden ökar. Vågen säger vikten ca 2 sekunder efter avslutad påfyllning.

Om du minskar tyngden långsamt hörs ett högt tonande "blip" för vart 5 gram mängden minskar. Vågen säger vikten ca 2 sekunder efter avslutad reducering.

Om du ökar eller minskar förhållandevis stora mängder uteblir "blipet" och vågen säger i stället vikten efter några sekunder.

Om vågen anger en vikt och du lägger till men sedan snabbt tar bort en mängd, upprepar inte vågen den ursprungliga vikten.

Om du vill att vågen ska upprepa en vikt, tryck försiktigt ner vågkanten med ett finger. Vågen upprepar då vikten inom några sekunder. Notera att endast ett mycket försiktigt tryck behövs och att det kan behövas lite övning för att få till den rätta styrkan.

Dessa egenskaper låter dig att väga snabbt och noggrant genom att placera en ungefärlig mängd på vågen, höra vikten och sedan öka eller minska med små mängder samtidigt som du lyssnar på 5-gramsintervallens "blipen".

Stäng av vågen genom att skjuta tillbaka strömbrytaren till utgångsläget.

Tarering

Tarering gör det möjligt att nollställa vågen utan att tömma skålen. Denna egenskap är särskilt användbar när du behöver väga flera ingredienser eller behållare som innehåller vätska.

Här följer ett exempel på hur du gör för att väga en bestämd mängd mjöl:

1. Ställ en tom bunke på vågskålen.
2. Tryck ner knappen "ON/RESET" och vänta tills vågen säger "NOLL".
3. Häll i den ungefärliga mängden mjöl i bunken.
4. Vänta tills vågen säger vikten.
5. Justera tills rätt mängd mjöl finns i skålen.

Du kan väga ytterligare en ingrediens genom att:

1. Tryck ner knappen "ON/RESET" med den första ingrediensen (mjölet) kvar i bunken och vänta på att vågen säger "NOLL".
2. Lägg till nästa ingrediens och vänta sedan på att vågen säger vikten.

Den totala vikten får inte överskrida 5 000 gram (5 kg). Om det inträffar kommer en varningston att ljuda.

Specifikationer

1. Funktioner: Maxvikt 5000 gram (5 kg), tarering
2. Känslighet: 5 gram
3. Precision: +/- 2% eller +/- 5 gram (mitt på vågplattan)
4. Utdata: Tal
5. Strömförsörjning:
 - a) 1 x DC9V (PP3) batteri
 - b) or AC Adaptor DC 7.5V 150mA output
6. Elförbrukning: 0.14W

Säkerhetsanvisningar

Vågen har utformats och tillverkats enligt krav på hög standard. Genom att följa de enkla förhållningsreglerna kommer du att få glädje av din våg i många år framöver.

- a. Undvik för hård hantering av vågen eller att lämna vikt på den under för lång tid.
- b. Sänk aldrig ner vågen i vatten. Skålen kan diskas både för hand och i diskmaskin men torka endast själva vågen med en lätt fuktad trasa.
- c. Använd aldrig någon form av kemiska rengörings- eller lösningsmedel på varken skål eller våg. Skador kan uppstå i plasten.
- d. Stäng alltid vågen efter användning.
- e. Om du använder batterier, se till att byta de uttjänta genast eftersom gamla batterier kan läcka och därmed skada vågen.
- f. Om du använder elnätsanslutning, kom ihåg att alltid stänga av vågen efter användning och innan rengöring.

Nätanslutning

Vågen kan antingen anslutas till elnätet med en adapter eller drivas med batterier. Vi rekommenderar elnätsanslutning vid normalbruk för att undvika de extra kostnader och besvär som användning av batterier medför.

- a. Batteridrift; sätt i ett 9-volts batteri i hållaren på vågens undersida.
- b. Elanslutning med adapter; använd en AC-adapter med 7,5V 150mA mittpositiv effekt. Finns att köpa som tillbehör.