
Skötselråd och rengöring Ultraflex teknikkäpp med teleskophandtag, hopfällbar avancerad



Fäll ut käppen

Lossa kardborrbandet som håller ihop käppens delar men håll fortfarande ihop delarna. Håll käppen så högt att den kan vecklas ut utan att röra marken. Håll kvar greppet i handtaget, men släpp de andra delarna. Kontrollera att alla skarvarna hakar i varandra innan användandet. Håll räfflad del mellan tumme och pekfinger. Vrid handtaget ett kvarts varv moturs. Dra ut eller ihop käppen så den får önskad längd. Vrid handtaget medurs för att låsa fast det igen.

Fäll ihop käppen

Ta tag i den nedersta delen av käppen och dra ut den och vik ned in mot resten av käppen. Gör motsvarande med del för del. Fäst kardborrbandet runt den hopfällda käppen.

Skötsel

Känn alltid efter så att doppskon är ordentligt fastskruvad varje gång käppen fälls ut. Se till att hålla käppen ren. Rengöringen bör genomföras med käppen utfälld. Den ska regelbundet torkas av med lätt fuktad trasa och mildt rengöringsmedel (typ diskmedel). Om skarvarna kärvar så smörj dem med någon kräm (typ Nivea – inte olja). Använd inte käppen om gummibandet som håller ihop käppen är slitet.

Byte av doppsko

Med varje käpp medföljer en skiftnyckel för användning vid byte av doppsko. Vrid doppskon medurs. Fäst den nya doppskon genom att gånga på den på käppen moturs.

Godkännanden

Comde Ultraflex är godkänd som medicinktekniskt hjälpmedel, 2017/745, Klass 1