



MyDegrees talar om temperaturen

Denna svensktalande inom- och utomhustermometer finns som förskrivningsbar i flera regioner.

MyDegrees är en svensktalande termometer för utom- och inomhustemperatur, speciellt utvecklad för personer med synnedsättning samt för personer med kognitiv svikt.

Två stora knappar på framsidan, en för utomhustemperatur och den andra för inomhustemperatur. På framsidan finns en display med stora siffror och belysning.

Utomhusenheten är trådlös och paras enkelt med huvudenheten.

MyDegrees kan också användas som en talande matlagningstermometer med den medföljande matlagningsgivaren. Tag loss termometern från det medföljande kardborrefästet och anslut kabeln till huvudenheten. MyDegrees ställer då automatisk om sig till att vara en mattermometer. Givaren går att använda i ugn eller i varma vätskor. Ställ in önskad temperatur, t.ex. 56 grader för en stek. Skjut in sensorn till mitten av steken. När fem grader kvarstår till inställt värde talar MyDegrees om varje grad närmare slutresultatet. Fiffigt och enkelt.

MyDegrees kan även ställas in för att ange temperatur på alla nordiska och mellaneuropeiska språk. Se [filmen](#) på vår hemsida.

MyDegrees är CE-märkt som ett medicinsktekniskt hjälpmedel MDR

Den drivs av 3 + 3 st AA-batterier (3 för termometern och 3 för utomhusenheten). Vi rekommenderar litiumbatterier för denna produkt.

Mått: 13 x 6 x 1,5 cm (höjd x bredd x tjocklek)

Vikt: termometer inklusive batterier 115 gram

Mått utomhusgivare: 10 x 5 x 1,5 cm (höjd x bredd x tjocklek)


Vi har hjälpmedel som kan vara Bra för alla – nödvändiga för många!

[Alla våra nyheter](#)



Iris Go-box läser upp textremsan på TVn

[Iris Go-box](#) är en smart produkt inbyggd i talsyntes som läser upp textremsan på din TV. Den är speciellt utvecklad för personer med synnedsättning eller andra lässvårigheter. Kontakta oss för ytterligare information kl 9.30-11.30 på tel 08-399400 alt. läs mer på [hemsidan](#).



i-Speak - den enklaste Daisyspelaren?

Vi har lyssnat på våra förskrivare på Syncentralerna som sökt ett "enkla" alternativ till Daisyspelare utan täcklock eller behov av inställningar och olika val. Rehan Electronics i samarbete med oss har gemensamt kommit fram till denna smarta lösning. Tala med din syncentral eller [beställ här](#) om du vill köpa privat.



iris
hjälpmedel

Tyck till, lämna tips eller kontakta oss på
nyhetsbrev@irishjalpmedel.se



Besök oss på Facebook
Ställ frågor, kom med tips och följ
med på våra evenemang!

Dela nyhetsbrevet från Iris:

