

Fjärrkontroll Ping

fjärrkontroll till Ledfyren Pong (och tidigare ledfyrar Söderarm och Landsort)



Fjärrkontrollen Ping är en liten och smidig fjärrkontroll som kan styra ledfyren Pong. Den har tre kanaler och kan därmed styra tre olika ledfyrar inom deras mottagningsområde. Kontrollen har tre präglande och taktila tryckknappar. Ping har inga inställningar och kan därför användas direkt.

Ping aktiveras med någon av sina 3 knappar. Kanal 1 har en taktil prick på knappen, kanal 2 har två och så vidare. På kontrollens ovansida finns en ögla för t.ex. halsrem.

PING är CE-märkt enligt 745/2017 MDR klass 1. Tillverkad i stötsäker och miljövänlig ABS-plast. Fukt och stänkskyddad, IP54.

Mått 44x77x18 mm, vikt 30 gram inklusive batteri (A23).