



easyPOCKET

Bruksanvisning



サービスマニュアル

 **ESCHENBACH**



Svenska

Säkerhetsanvisningar



- **Brandfara!**
Linser i optiska apparater kan vid oaktsam hantering eller felaktig förvaring orsaka stora skador genom "brännglaseffekten"! Se till att de optiska linserna aldrig ligger utan över-täckning i solen!
- **Bländnings- och skaderisk!**
Titta aldrig in i solen med optiska apparater!
Titta inte rakt in i ljuskällorna! Riskgrupp 1 enl. EN 62471.
- Skydda luppen från stötar och slag, fukt och onormalt hög värme. Lägg aldrig luppen på ett element eller i solen.
- Uppmärksamma även andra personer, framför allt barn, på dessa faror!
- Det här är en medicinsk produkt i Klass I (inte steril, utan mätfunktion) som uppfyller kraven enligt EU-förordning 2017/745. Om produkten används utanför EU ska de bestämmelser som gäller i respektive land följas.

Skötsel

- ▶ Använd inte tvållösning som innehåller mjukgörare, alkohol, organiska lösningsmedel eller slipande medel för att rengöra easyPOCKET! Då kan linserna förstöras!
- ▶ Rengör inte easyPOCKET i ultraljudsbad eller under rinnande vatten!
- ▶ Rengör endast easyPOCKET med en mjuk, luddfri duk (t ex den du använder till glasögonen). Grövre smuts (t ex fingeravtryck) tar du bort genom att fukta duken en aning.

Kassering

Produkten får absolut inte slängas bland de vanliga hushållssoporna när den ska kasseras. Vanliga och uppladdningsbara batterier får inte slängas bland de vanliga hushållssoporna! Kassera dem alltid på rätt sätt!



ESCHENBACH

Eschenbach Optik GmbH

Fuerther Strasse 252 | 90429 Nuremberg | Germany

For the authorized representative in your country please refer to:
www.eschenbach-optik.com

CE UK
CA