

## Milestone



Funktion	112/112 Color	212 Bookplayer	212 Plus	312	312 WiFi
Mappar	1 eller 5 st		5 st	Valfritt antal mappar	Valfritt antal mappar
Byta namn på mappar	JA		JA	JA	JA
Ljud och text format		TXT, DOC	TXT, DOC	TXT, DOC	TXT, DOC, Wave, MP3
Bokformat		Daisy/mp3, EPUB	Daisy/mp3, EPUB	Daisy/mp3, EPUB	Daisy/mp3, EPUB
Talsyntes röst	Erik	Erik	Erik	Erik,Elin,Emma, Heather	Erik,Elin,Emma, Heather
Knappar med talstöd	JA	JA	JA	JA	JA
Taktila knappar	JA	JA	JA	JA	JA
Färgade knappar	JA på 112 Color				
Ansluta till dator	JA	JA	JA	JA	JA
Lagra på internminnet	JA		JA	JA	JA
Hörlursutgång	JA	JA	JA	JA	JA
Linjeingång	JA	JA	JA	JA	JA
Mikrofoningång	JA, mic med PA*		JA, mic med PA*	JA	JA
Alarm				JA	JA
Timer				JA	JA
Bluetooth					JA
WiFi					JA
FM Radio				Tillval	Tillval
Web Radio					JA
Agenda, talande kalender				Tillval	Tillval



Funktion	112/112 Color	212 Bookplayer	212 Plus	312	312 WiFi
Uppkoppling mot Legimus					JA
Plats för SD kort		JA SD kort ingår	JA SD kort ingår	JA SD kort ingår	JA SD kort ingår
Lagra på SD kort		JA	JA	JA	JA
Max kapacitet SD kort	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Direktinspelning	JA		JA	JA	JA
Röstinspelning internminne	420 tim		420 tim	420 tim	420 tim
Internminne	12 GB	12 GB	12 GB	12 GB	12 GB
Max speltid med lurar	20 tim	20 tim	20 tim	20 tim	20 tim
Säkerhetskopiera	JA till dator		JA till SD kort	JA till dator	JA till dator
Laddare mini USB	JA	JA	JA	JA	JA
Skyddsodral	JA	JA	JA	JA	JA
Halsrem	JA	JA	JA	JA	JA
Laddningstid	3 tim	3 tim	3 tim	3 tim	3 tim
Storlek i mm	85 x 55 x 14	85 x 55 x 14	85 x 55 x 14	85 x 55 x 14	85 x 55 x 14
Vikt utan SD kort	53 gr	53 gr	53 gr	53 gr	53 gr
CE MDR klass 1	JA	JA	JA	JA	JA

#### Tillbehör

Skyddsodral	JA	JA	JA	JA	JA
Hörsnäcka	JA	JA	JA	JA	JA
Hörlur	JA	JA	JA	JA	JA
FAME färgindikator		JA	JA	JA	JA
Slingförstärkare iLoop+	JA	JA	JA	JA	JA
Skyddspåse	JA	JA	JA	JA	JA
SD kort 32 GB		JA	JA	JA	JA