# Standard för att markera dövblindhet på vit käpp

För att visa omgivningen att en person har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/ dövblindhet, rekommenderar FSDB sedan september 2015 att man kompletterar sin vita käpp med **röda** reflexer – 2-3 stycken per käpp.

*Käpptypen avgör om det får plats 2- eller 3 reflexer.*



1. En reflex sätts ca 10 cm nedanför handtaget.

2. Den andra sätts på mitten av käppen.

3. Den tredje sätts på nederdelen, nära doppskon.

*Teleskopkäppar kan inte ha denna 3e reflex! Då hindras käppen från att skjutas ihop.*

Reflexen ska vara självhäftande och ca 10 cm bred.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta
Åsa Lodin, Iris Hjälpmedel på mail asa@irishjalpmedel.se eller
Klas Nelfelt, FSDB, klas@fsdb.org.

*Iris Hjälpmedel i samarbete med FSDB*